

# CONSIGLI DI VENDITA

## Innesti termoplastici



1

Progettati specificamente per applicazioni delle **Life Sciences**

2

**Resistenti** per l'integrità dei fluidi

- **Nessuna migrazione delle molecole** per una perfetta integrità del fluido con la materia prima utilizzata
- Ampia gamma di **compatibilità chimiche**:
  - corpi in POM o PVDF
  - guarnizioni e tenute elastomeriche NBR o FKM

3

**Facili da usare** per una maggiore produttività

- Innesti leggeri e compatti per un uso **ergonomico**
- Versioni con codifica a **colori** per evitare di mescolare fluidi diversi
- 2 tipi di manicotto per soddisfare le esigenze di **gestione**